

Protocolo de repique de línea celular adherente

Tripsinización

Se parte de una T-25 con células en adherencia

- Retirar el medio de cultivo
- Lavar con 1mL de PBS
- Agregar 500uL de tripsina-EDTA
- Incubar aproximadamente 5 minutos en estufa (hasta que las células se observen despegadas)
- Inactivar la tripsina-EDTA con 1mL de medio de cultivo y homogeneizar la suspensión.
- Tomar una muestra de 50-100uL para realizar el recuento celular

Recuento celular

- Mezclar 10uL de la suspensión celular con 10uL de azul de tripán para realizar el conteo. De ser necesario se pueden realizar diluciones de la suspensión celular.

$\text{Células/mL} = \text{prom. células contadas} \times \text{factor de dilución} \times 10.000$

Según el recuento celular realizar la dilución adecuada de las células en medio de cultivo para sembrar.