

Tinción con plata – Gel de poliacrilamida para ADN

Protocolo para la tinción de 2 geles

Solución fijadora

- 15 mL de etanol (95%)
- 750 µL de ácido acético
- Completar hasta 150 mL con agua Milli-Q.

Solución de nitrato de plata

- 0,3 g de AgNO_3
- Completar hasta 150 mL con agua Milli-Q.

Solución reveladora

- 4,5 g de NaOH
- 750 µL de formaldehído (35%)
- Completar hasta 150 mL con agua Milli-Q.

Almacenamiento

Todas las soluciones deben almacenarse a 4 °C.

Procedimiento

1. Colocar el gel en la solución fijadora y mantener:
 - 10 minutos con agitación, o
 - 20 segundos en microondas.
2. Descartar la solución en un recipiente rotulado para tal fin y lavar el gel con agua Milli-Q.
3. Agregar la solución de nitrato de plata y mantener:
 - 10 minutos con agitación, o
 - 20 segundos en microondas.
4. Descartar la solución en un recipiente rotulado para tal fin y lavar con agua Milli-Q.
5. Agregar la solución reveladora hasta que aparezcan las bandas en el gel (normalmente entre 15 y 30 segundos)
6. Detener el revelado lavando abundantemente con agua Milli-Q.